

SUMÁRIO | PORTUGUÊS

Componentes do produto	2
Sugestões de uso: pescoço, ombro, perna, braço, cintura.....	2
Os defeitos mais comuns e como resolvê-los	3
Utilização:	3

INDEX | ENGLISH

Product Components.....	6
Suggested use: neck, shoulder, leg, arm, waist.....	6
The most common defects and how to solve them	7
Use.....	7

Ao utilizar esta unidade pela primeira vez, por favor, leia as instruções e as orientações a seguir com atenção:


Fonte de alimentação: 2 pilhas AA Força: 2W Peso líquido da faixa: 375g

Dimensão exterior: W130 x D900 x H85(mm)

A bateria não está inclusa no produto.

Componentes do produto:

1. Botão
2. Tapa da bateria
3. Caixa de bateria
4. Controle
5. Bolsa da bateria
6. Abertura



Sugestões de uso: pescoço, ombro, perna, braço, cintura.



pescoço



ombro



braço



perna





cintura

Coloque o interruptor em "O" e abra a bolsa para desligar a fonte de alimentação da caixa da bateria. Não arraste o fio durante o uso ou pode ocorrer uma interrupção na alimentação.

• Método de limpeza:

Limpe o produto com um pano úmido, somente quando ele estiver sujo

(Aviso: Não o lave em uma máquina de lavar)



Os defeitos mais comuns e como resolvê-los

Defeito	Possível causa	Como resolvê-lo
Não funciona quando ligado	Posicionamento incorreto das pilhas	Recolocar as pilhas
Não funciona quando ligado	A fonte de alimentação não está ligada	Ligue a fonte de alimentação
Ruído incomum quando ligado	Problema no motor de vibração	Enviar a uma autorizada para reparo
Para de funcionar inesperadamente	Fiação danificada ou desconectada	Enviar a uma autorizada para reparo


Como resolver um problema durante uma emergência :

- Uma pessoa não autorizada não tem permissão para desmontar, reparar ou alterar o produto em caso de defeito.
- Ligue para uma autorizada ou entre em contato com seu distribuidor mais próximo se você tiver algum problema com o produto

Utilização:

• Abra a bolsa da bateria e deslize a tampa do lado A da caixa da bateria (ver imagem à direita), coloque duas pilhas AA na posição correta e deslize a tampa para trás.

Passa para o lado B da caixa da e coloque o interruptor na posição "ON", em seguida, coloque a caixa da bateria de volta na bolsa e feche o zíper. Você pode ligar a faixa na tomada quando for usá-la e fixa-la na parte que deseja massagear (como o pescoço, ombro, perna, cintura ou braço). Selecione o método de massagem que você quiser com o controle.



- Existem duas intensidades para selecionar.
- Ligue o interruptor; “I” significa baixa velocidade, a vibração é mais baixa e lenta. “II” significa maior velocidade, a vibração é mais forte e mais rápida. “O” significa que está ligado (veja o quadro à direita). Você pode selecionar velocidades diferentes de acordo com a sua vontade.
- Ele foi projetado para cobrir totalmente as parte que são massageadas: você pode simplesmente ligar a faixa na tomada e ajustar o cabo no comprimento apropriado para cobrir o pescoço, o ombro, a perna, o braço ou a cintura completamente. O vibrador interno irá relaxar os músculos. O design sem fio irá lhe oferecer o conforto de se locomover para onde quiser.



- Tempo de uso sugerido: é preferível que sejam 30 minutos . Faça uma pausa de 15 se quiser usá-lo novamente.

English

When using this unit for the first time, please read the instructions and guidelines below carefully:


Power supply: 2 AA batteries Power: 2W Net weight range: 375g

Outside dimension: W130 x D900 x H85 (mm)

The battery is not included in the product.

Product Components:

1. button
2. Battery Cover
3. Battery box
4. control
5. Battery Bag
6. jack



Suggested use: neck, shoulder, leg, arm, waist.

Set the switch to "0" and open the bag to disconnect the power supply from the battery box.

No drag the wire during use or may occur a power interruption.



pescoço



ombro



braço



perna




cintura

• Cleaning method:

Clean the product with a damp cloth, only when it is dirty

(Warning: Do not wash in a washing machine)



The most common defects and how to solve them

Defect	Possible Cause	How to solve it
It does not work when connected	Incorrect positioning of the batteries	Replacing batteries
It does not work when connected	The power supply is not connected	Connect the power supply
Unusual noise when connected	Problem in engine vibration	Send an authorized repair
For working unexpectedly	Disconnected or damaged wiring	Send an authorized repair


How to solve a problem during an emergency:

- An unauthorized person not allowed to disassemble, repair or modify the product if defective.
- Call for service or contact your nearest distributor if you have any problems with the product


Use:

Open the bag and slide the battery cover on the side of the battery box (see image at right), place two AA batteries into position and slide the cover back.

Passes to the B side of the box and place the switch in the "ON" position, then place the battery box back in the bag and close the zipper. You can turn on the track taken when using it and fixed it at the massage you want (such as neck, shoulder, leg, arm or waist). Select the method of massage you want to control.



- There are two intensities to select.
- Turn on switch, “I” means low speed, vibration is lower and slower. “II” means higher speed, vibration is stronger and faster. “O” means it is connected (see box at right). You can select different speeds according to their will.
- It is designed to fully cover the part that are massaged: you can simply plug the strip into the outlet and adjust the cable to the appropriate length to cover the neck, shoulder, leg, arm or waist completely. The internal vibrator will relax the muscles. The wireless design will offer you the comfort of getting to where you want.



- Usage time suggested: it is preferable to be 30 minutes. Take a break of 15 if you want to use it again.

www.multilaser.com.br



TECNOLOGIA E
TRANSFORMAÇÃO

MULTILASER

Massageador Wrap Massagem